

Alternative tekster til instruktionsfilm om brug af hjælpemidler til medicin håndtering

Guide til øjendråber

Låget løftes af holderen og flasken med øjendråber klemmes fast i hullet i låget, så flaskens åbning vender ind i holderen. Vend hovedet bagud og placer holderens åbning over øjet, og dosér øjendråberne. Efter brug tages flasken med øjendråber ud af holderen.

Tablet udstanser

Tablet udstanseren placeres på bordet med låget opad. Låget løftes, og blisterpakningen lægges så udtryksstedet ligger over hullet i tablet udstanseren. Låget lægges over og presses mod tabletten. Låget løftes og tabletten kan tages ud af beholderen.

Tabletknuser og tabletdeler

Når tabletter skal deles, løftes låget ved hængslet og tabletten placeres på tværs mellem de to tappe på beholderen. Låget presses let mod tabletten, som deles i kærven. Når tabellen skal knuses, skrues bunden, modsat hængslet, af beholderen. Tabletten lægges i bunden og resten af beholderen skrues på, hvorved tabletten knuses. Bunden kan fyldes med væske og bruges som kop. Beholderen kan desuden bruges til opbevaring af medicinen ved at løfte hele den øverste del af beholderen.

Doseringsæske med alarm

Medicinen lægges i beholderens 8 huller og lågene lukkes. Alarmerne indstilles på 3 knapper på beholderen. Der kan indstilles 8 alarmer. Når alarmerne er indstillede, lukkes æsken. Når alarmerne går i gang lyser en rød lampe og der kommer biplyde, som fortsætter indtil æsken åbnes.